


検査センター トピックス

第120号 R2.7



便中の微量な血液を検出する

便潜血検査



消化管に出血があると、便にその血液が混ざります。

消化管からの微量な出血をも検出できる便潜血検査をご利用ください。

出血は継続的ではないので、なるべく2日分提出をお願いします。

40歳以上の方は、呉市からの助成もあります(年1回)

【容器】便中ヘモグロビン及びトランスフェリン

定性 : サジ付き採便容器(白)

定量 :



【突撃1

・便中ヘモグロビン

・便中ヘモグロビン

及びトランスフェリン



裏面へ

便潜血(トランスフェリン Tf) 検査について

便潜血(Tf)の検査は、ヒト Hb と Tf が同時に検出できます。

(結果の解釈)

項目	結果	解釈
ヒト Hb・Tf	Hb - Tf -	出血していない
	Hb + Tf -	出血している:大腸疾患の可能性
	Hb - Tf +	出血している:消化管疾患の可能性
	Hb + Tf +	出血している:大腸疾患の可能性

※ 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量
 実施料:56点 / 尿糞便など判断料:34点

Tf は、血中濃度が微量ですが、
安定性が高い

便中の細菌等の影響を受けにくく、
便秘がちの方に有用

Tf 測定は単独で行われる事は無く、
 Hb と同時測定することによって、
偽陰性の回避に有効