

検査センター トピックス

第77号 H28.4

FIB-4index（肝線維化スコア）
検査自動化サービス開始いたします！

現在

備考欄に依頼の記入があれば
「FIB-4index」検査をしています。
※無料サービス

FIB-4index

5/2（月）～

AST・ALT・血液一般（血小板数）の依頼があれば、
自動的に「FIB-4index」を報告いたします！

※無料サービス

備考欄への記入は、**不要**になりました

☆溶血検体は、値が高めに出ることがあります
☆生年月日（年齢）を必ずご記入下さい

詳細は次ページへ


定型報告書

アンモニア	111~233 137~325	μg/dL
FIB-4	12~66	μg/dL
eGFR		
糖尿病関連		
血糖	70~109	mg/dL

結果は、定型報告書でお知らせします。

○AST
○ALT
○血液一般（血小板数）
の依頼が無ければ左図のように印字いたします。

肝線維化 スクリーニング



より詳しい検査として M2BPGi をお勧めします！

M2BPGi 肝線維化ステージの進展の程度を反映（3ヶ月または6ヶ月に1回測定が望ましい）

基準値	判定基準
陰性 (一)	判定 カットオフインデックス
カットオフ 1.00 未満	陰性 (一) 1.00 未満
インデックス	陽性 (1+) 1.00~2.99 慢性肝炎判定カットオフ
	(2+) 3.00 以上 肝硬変判定カットオフ

区分	項目	材料	点数	備考
D215-2 (肝硬度測定)	M2BPGi (Mac-2 結合蛋白 糖鎖修飾異性体)	血清	200 点 《生 I》	・慢性肝炎又は肝硬変（疑いを含む） ・PIIP もしくは、IV型コラーゲン、IV型コラーゲン 7 S、 ヒアルロン酸 又はプロリルヒドロキシラーゼ（PH）を 併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

お問い合わせ 呉市医師会臨床検査センター

TEL：0823-25-7755

担当：坂野 由賀